

Anticuerpo Policloonal Anti-Gipc2 Para Wb Y Elisa - Q8Tf65

Número de artículo: CM0013113



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GIPC2 humano (proteína con dominio PDZ GIPC2, SEMCAP2) para aplicaciones de Western blotting y ELISA. Reconocer una proteína citoplasmática de ~34 kDa, regulada a la baja en tumores renales y colorrectales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIPC2 Rabbit pAb
Notas/Alias	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54810
GeneID	54810
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-315 de GIPC2 humano (NP_060125.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8TF65
Peso Molecular	34kDa
Envío	Bolsa de hielo