

Anticuerpo Policlonal Anti-Gipr Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48546

Número de artículo: CM0027349



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GIPR humano (receptor del polipéptido inhibidor gástrico), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de GIP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIPR pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PGQTL2; GIPR
Especie	Humano
GeneID (humano)	2696
GeneID	2696
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-138 del GIPR humano (NP_000155.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48546
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo