

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Girk2 (Kcnj6) Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P48051

Número de artículo: CM0006420

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GIRK2 (KCNJ6), un canal de potasio rectificador interno activado por proteína G. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; reacciona con humano y rata. Útil para estudiar la secreción de insulina y enfermedades relacionadas con canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	GIRK2(KCNJ6) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
Especie	Humano
GenelD	3763
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P48051
Peso proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo