

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Git2 Para Wb, Elisa - Q14161

Número de artículo: CM0012840

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GIT2 humano (proteína activadora de GTPasa ARF GIT2), validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de GPCR y la dinámica del citoesqueleto. - Q14161

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GIT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9815
ID de gen	9815
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-510 de GIT2 humano (NP_476511.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14161
Peso de la proteína	85 kDa
Envío	Bolsa de hielo