


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ligando Gitr/Tnfsf18 Para Wb, Elisa - Q9Ung2

Número de artículo: CM0027827



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Ligando GTR humano (TNFSF18), también conocido como AITRL/GITRL. Validado en WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Para estudios de activación de células T e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo Anti-Ligando GTR/TNFSF18
Observaciones/Alias	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; Ligando GTR/TNFSF18
Especie	Humano
GeneID	8995
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 52-177 del Ligando GTR/TNFSF18 humano (NP_005083.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNG2
Peso Molecular de la Proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo