

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Gitr/Tnfrsf18 Para Wb, Elisa - Q9Y5U5

Número de artículo: CM0016500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo generado contra GITR/TNFRSF18 humano (aa 26-255). Detecta GITR humano y de ratón mediante WB y ELISA, adecuado para estudiar la activación de células T, la señalización de NF-κB y la biología de los puntos de control inmunitario. SWISS: Q9Y5U5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo GITR/TNFRSF18
Observaciones/Alias	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8784
GeneID	8784
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-255 de GITR/TNFRSF18 humano (NP_683699.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9Y5U5
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo