

Anticuerpo Policlonal Anti-Gja4 Para Wb, Elisa - P35212

Número de artículo: CM0023301

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GJA4 humano (Conexina-37), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de uniones gap y comunicación intercelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GJA4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CX37; GJA4
Especie	Humano
GenElD (humano)	2701
GenElD	2701
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 229-333 de GJA4 humano (NP_002051.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P35212
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo