

Anticuerpo Policlonal Anti-Gja5 Para Wb, Elisa - P36382

Número de artículo: CM0029216

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GJA5 (Connexina-40, CX40) validado para WB y ELISA. Detecta GJA5 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación de uniones comunicantes y cardíaca.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GJA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Especie	Humano
GeneID	2702
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 229-358 de GJA5 humano (NP_859054.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P36382
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo