

Anticuerpo Policlonal Conejuno Anti-Gja5/Cx40 Para If/Icc, Elisa - P36382

Número de artículo: CM0017605

Introducción

Anticuerpo policlonal conejo dirigido contra GJA5/Connexina-40 humana, validado para IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudiar la función de uniones gap, biología cardiovascular y comunicación celular en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GJA5 pAb Conejo
Observaciones/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2702
GenelD	2702
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 229-358 de GJA5 humano (NP_859054.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36382
Peso Molecular de la Proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo