

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gja8 Para Wb, If/Icc, Elisa - P48165

Número de artículo: CM0023153

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GJA8 humano (Conexina-50). Adecuado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de uniones gap del cristalino y cataratas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GJA8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2703
ID de Gen	2703
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48165
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo