


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gjb1 Para Wb Y Elisa - P08034

Número de artículo: CM0017407



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GJB1 humano (conexina-32) para Western blot y ELISA. Reconoce GJB1 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de las uniones gap, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y las neuropatías.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GJB1 pAb de conejo
Observaciones/alias	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
Especie	Humano
GenelD (humano)	2705
GenelD	2705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 214-283 de GJB1 humano (NP_000157.1)
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08034
Peso molecular	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo