

Anticuerpo Policlonal Anti-Gjb3 Para Wb, Elisa - 075712

Número de artículo: CM0026459

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GJB3 (Conexina-31). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de pérdida auditiva y enfermedades de la piel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GJB3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	EKV; CX31; DFNA2; EKV1; DFNA2B; GJB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2707
GeneID	2707
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de GJB3 humano (NP_076872.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075712
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo