


Anti-Gjd2 Pab De Conejo - Q9UKL4

Número de artículo: CM0030873



Introducción

El GJD2 pAb de conejo detecta la unión de comunicación delta-2 (conexina-36) en humanos, ratones y ratas mediante WB y ELISA. El objetivo se expresa en uniones gap neuronales, con un peso aproximado de ~36 kDa. Adecuado para estudios de neurociencia y comunicación celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GJD2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	CX36; GJA9; GJD2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57369
ID del gen	57369
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-197 de la GJD2 humana (NP_065711.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UKL4
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo