

Anticuerpo Policlonal Anti-Gk2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14410

Número de artículo: CM0022512

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la GK2 humana (Glicerol quinasa 2, específica de testículo). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Útil para investigación en fertilidad masculina y espermatogénesis, incluida la formación de la vaina mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GK2 Rabbit pAb
Notas/Alias	GKP2; GKTA; GK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2712
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14410
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo