

Anticuerpo Policlonal Anti-Gkn1 Para Wb, Elisa - Q9Ns71

Número de artículo: CM0013403

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GKN1 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Gastrocina-1 es una proteína mitogénica implicada en la integridad de la mucosa gástrica. Ideal para investigación gastrointestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GKN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveolina; GKN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	56287
GeneID	56287
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NS71
Peso Molecular	20kDa
Envío	Bolsa de hielo