

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-GLB1L3 Para Wb Y Elisa - Q8Nci6

Número de artículo: CM0015957

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra GLB1L3 humano (proteína 3 similar a la beta-galactosidasa-1) está validado para Western blot y ELISA, y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Una herramienta esencial para investigar la actividad glucosidasa y el metabolismo de los gangliósidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLB1L3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GLB1L3
Especie	Humano
GeneID (humano)	112937
GeneID	112937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-290 de GLB1L3 humano (NP_001073876.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8NCI6
Peso molecular	75 kDa
Envío	Bolsa de hielo