

Anticuerpo Policlonal Anti-Gldc Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23378

Número de artículo: CM0029178



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLDC humana, validado para ensayos WB, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo de la glicina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLDC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2731
GeneID	2731
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 36-290 de GLDC humana (NP_000161.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23378
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo