

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gldc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23378

Número de artículo: CM0006902



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra la GLDC humana (GCE/GCSP), la proteína P mitocondrial del sistema de escisión de la glicina. Adecuado para WB, IHC-P, ELISA y presenta reacción cruzada con ratón, rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GLDC
Observaciones/Alias	GCE; GCSP; HYGN1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2731
ID del Gen	2731
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 580-749 de la GLDC humana (NP_000161.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23378
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo