

Anticuerpo Policlonal Anti-Gle1 Para Wb, Elisa - Q53Gs7

Número de artículo: CM0015325



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GLE1 humano validado para Western blot y ELISA. Permite la investigación de mecanismos de exportación de ARNm y biología del complejo de poro nuclear. Esencial para la investigación de nucleoporinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLE1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2733
GeneID	2733
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de GLE1 humano (NP_001003722.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q53GS7
Peso de la Proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo