

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gli1 Para Wb Y Elisa - P08151

Número de artículo: CM0031055



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-Gli1 de alta calidad validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta Gli1 de humano, ratón y rata, un factor de transcripción clave de la vía de señalización Hedgehog implicado en el desarrollo y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Especie	Humano
ID del Gen	2735
Inmunógeno	Proteína recombinante de GLI1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08151
Peso Molecular de la Proteína	118kDa
Envío	Bolsa de hielo