

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-GLI1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Número de artículo: CM0016348



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLI1 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. GLI1 es un activador transcripcional clave de la vía Hedgehog, implicado en el desarrollo y el cáncer. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2735
ID del gen	2735
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 350-450 de GLI1 humana (NP_001153517.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08151
Peso proteico	118kDa
Envío	Bolsa de hielo