

Anticuerpo Policlonal Anti-Gli2 Para Wb, Elisa - P10070

Número de artículo: CM0024629

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GLI2 (ID de Gen 2736, SWISS P10070) validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para investigación de señalización de smoothened y factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLI2 Conejo pAb
Observaciones/Alías	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Especie	Humano
ID de Gen	2736
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1100-1200 de GLI2 humano (NP_005261.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10070
Peso Proteico	168kDa
Envío	Bolsa de hielo