


Anticuerpo Policlonal Anti-Gli3 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10071

Número de artículo: CM0016296



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLI3 humano, validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la señalización Hedgehog y la biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLI3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2737
GeneID	2737
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 681-788 de GLI3 humano (NP_000159.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P10071
Peso molecular	170 kDa
Envío	Bolsa de hielo