

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glis3 Para Wb Y Elisa - Q8Nea6

Número de artículo: CM0017855

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GLIS3 validado para WB y ELISA. Reconoce GLIS3 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en transcripción y diabetes. - Q8NEA6.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GLIS3
Observaciones/Alias	NDH; ZNF515; GLIS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	169792
GeneID	169792
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 606-775 de GLIS3 humano (NP_689842.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NEA6
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo