

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glo1 Para Wb, Elisa - Q04760

Número de artículo: CM0010507



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GLO1 humano (liso de lactoilglutación), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la detoxificación mediante la glioxalasa y las vías de señalización de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GLO1
Observaciones/alias	GLYI; GLOD1; HEL-S-74; GLO1
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2739
ID del gen	2739
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GLO1 humano (Q04760).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q04760
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo