

Anticuerpo Policlonal Anti-Glod4 Para Wb, Elisa - Q9Hc38

Número de artículo: CM0027538



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana GLOD4 (proteína 4 que contiene el dominio glioxalasa). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación mitocondrial y estudios de glioxalasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLOD4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51031
GeneID	51031
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 179-298 de GLOD4 humano (NP_057164.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9HC38
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo