

Anticuerpo Policlonal Anti-Glomulina (Glmn) Para Wb Y Elisa - Q92990

Número de artículo: CM0017295



Introducción

Anticuerpo policlonales de conejo contra Glomulina (GLMN), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Es esencial para la regulación de la ubiquitina ligasa SCF y el desarrollo vascular. Ideal para investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLMN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	11146
GeneID	11146
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 405-594 de GLMN humana (NP_444504.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92990
Peso de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo