


Anticuerpo Monoclonal Anti-Glp-1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número de artículo: CM0006083



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra el GLP-1 humano. Validado para inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Compatible con estudios sobre diabetes, obesidad y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra GLP-1
Observaciones/Sinónimos	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1
Especie	Humana
GeneID	2641 (humano)
Inmunógeno	Péptido sintético: péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 70-150 del GLP-1 humano (P01275).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	P01275
Peso de la proteína	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo