


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glp-2 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número de artículo: CM0010385



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GLP-2 humano, validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. GLP-2 es un factor de crecimiento intestinal clave, ideal para investigación gastrointestinal y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-GLP-2 de conejo
Observaciones/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; GLP-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2641
GeneID	2641
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 81-180 del GLP-2 humano (P01275).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P01275
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo