


Anticuerpo Policlonal Anti-Glp1R Para Wb Y Elisa - P43220

Número de artículo: CM0017491



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido al receptor GLP1R humano (receptor de GLP-1). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y rata. Adecuado para investigación en diabetes, obesidad y trastornos metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GLP1R pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Especie	Humano
ID del Gen	2740 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-116 del GLP1R humano (NP_002053.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P43220
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo