


Anticuerpo Policlonal Anti-Glp1R Para Wb, If/Icc, Elisa - P43220

Número de artículo: CM0030131



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GLP1R humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la señalización del receptor del péptido similar al glucagón-1 y la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLP1R pAb Conejo
Observaciones/Alias	GLP-1; GLP-1R; GLP-1-R; GLP1R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2740
GeneID	2740
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del GLP1R humano (NP_002053.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P43220
Peso Molecular	53kDa
Envío	Bolsa de hielo