


Anticuerpo Monoclonal Anti-Glp2R Para Wb Y Elisa - 095838

Número de artículo: CM0003188



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GLP2R humano (receptor del péptido similar al glucagón 2) para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización de GPCR y metabólicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLP2R Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLP2R
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9340
ID de gen	9340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-553 de GLP2R humano (NP_004237.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95838
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo