


Anticuerpo Policlonal Anti-Glp2R Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095838

Número de artículo: CM0027724



Introducción

CamelBio proporciona un anticuerpo policlonal anti-GLP2R, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce GLP2R humano y de ratón (63 kDa), un GPCR involucrado en la señalización de hormonas intestinales. Ideal para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLP2R Conejillo pAb
Observaciones/Alíase	GLP2R
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	9340
ID del Gen	9340
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 460-553 del GLP2R humano (NP_004237.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	095838
Peso de la Proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo