


Anticuerpo Policlonal Anti-Glrx Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35754

Número de artículo: CM0027202



Introducción

GLRX Rabbit pAb se dirige a la glutaredoxina-1 humana, con reactividad cruzada a ratón y rata. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA, este anticuerpo policlonal respalda la investigación en biología redox y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLRX Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRX; GRX1; GLRX
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2745
ID del Gen	2745
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de GLRX humano (NP_002055.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35754
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo