


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glrx3 Para Wb, Ip, Elisa - 076003

Número de artículo: CM0024836



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-GLRX3 validado para WB, IP, ELISA en muestras humanas. La Glutaredoxina-3 funciona en el ensamblaje de clústeres de hierro-azufre citosólicos, la regulación de la hipertrofia cardíaca y la maduración de la hemoglobina. Ideal para la investigación cardiovascular y hematológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLRX3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	10539
ID de Gen	10539
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-335 del GLRX3 humano (NP_001186797.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	076003
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo