

Anticuerpo Policlonal Anti-Gls2 Para Wb, Elisa - Q9Ui32

Número de artículo: CM0024510



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-GLS2 de alta calidad validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Glutaminasa mitocondrial implicada en el metabolismo y la supresión tumoral. Ideal para el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLS2 Rabbit pAb
Notas/Alias	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	27165
GeneID	27165
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 545-602 de GLS2 humano (NP_037399.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9UI32
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo