


Anticuerpo Monoclonal Anti-Glucagón Para If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número de artículo: CM0007091



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Glucagón humano, validado para IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Una herramienta clave para estudiar la señalización del glucagón en el metabolismo de la glucosa y la investigación de la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Glucagón
Observaciones/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagón
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2641
GeneID	2641
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Glucagón humano (NP_002045.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01275
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo