


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glucagón Para If-P, IHC-P, Elisa - P01275

Número de artículo: CM0003646



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido al Pro-glucagón humano (Glucagón, GLP-1, GLP-2). Validado para IF-P, IHC-P, ELISA; presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en diabetes y metabolismo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb de Conejo Anti-Glucagón                                                                                                                 |
| Observaciones/Alias | GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagón                                                                                                           |
| Especie             | Humano                                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 2641                                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético - Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del Glucagón humano (NP_002045.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                    |
| Aplicación          | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                                 |
| SWISS               | P01275                                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                              |