


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glucagón Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Número de artículo: CM0005402



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el Glucagón humano (GCG) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para investigación de metabolismo de la glucosa, diabetes y hormonas intestinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Glucagón
Observaciones/Alias	GLP1, GLP2, GRPP, GLP-1, Glucagón
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2641
ID del gen	2641
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 21-120 del Glucagón humano (NP_002045.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01275
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo