


Anticuerpo Policlonal Anti-Receptor De Glucagón (Gcgr) Para Wb, If-P, Elisa - P47871

Número de artículo: CM0017362



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Receptor de Glucagón (GCGR) humano para WB, IF-P, ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre diabetes y metabolismo de la glucosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GCGR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GGR; GL-R; MVAH; GCGR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2642
GeneID	2642
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 del GCGR humano (NP_000151.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P47871
Peso Molecular	54kDa
Envío	Bolsa de hielo