

Anticuerpo Monoclonal Anti-Isomerasa De Glucosa-6-Fosfato (Gpi) [Validado Mediante Kd] Para Wb, If/Icc, Elisa - P06744

Número de artículo: CM0010201



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado mediante KD dirigido contra la isomerasa de glucosa-6-fosfato (GPI), también conocida como AMF/NLK, para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la GPI endógena en muestras humanas, de ratón y de rata; ideal para investigaciones sobre glucólisis y citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GPI [validado mediante KD]
Observaciones/Alíase	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
Especie	Humana
GeneID (humano)	2821
GeneID	2821
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la isomerasa de glucosa-6-fosfato humana (NP_000166.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P06744
Peso de la proteína	63 kDa
Envío	Bolsa de hielo