

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glucosa-6-Fosfato Isomerasa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06744

Número de artículo: CM0028937



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la glucosa-6-fosfato isomerasa humana (GPI/AMF/NLK). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en glucólisis, cáncer y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	glucosa-6-fosfato isomerasa pAb de conejo
Observaciones/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; glucosa-6-fosfato isomerasa
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2821
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de la glucosa-6-fosfato isomerasa humana (NP_000166.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P06744
Peso proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo