

Anticuerpo Policlonal Anti-Glucosilceramidasa Beta (Gba) Para Wb, Elisa - P04062

Número de artículo: CM0024572



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la glucosilceramidasa beta (GBA) humana, apto para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y rata. Se dirige a la enzima de degradación lipídica lisosomal implicada en la enfermedad de Gaucher.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glucosilceramidasa beta (GBA) Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidasa beta (GBA)
Especie	Humano
GeneID (humano)	2629
GeneID	2629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-250 de la Glucosilceramidasa beta (GBA) humana (NP_000148.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04062
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo