

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glucosilceramidasa Beta (Gba) Para Wb Y Elisa - P04062

Número de artículo: CM0026444



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GBA humano validado para Western Blot y ELISA. Reconozca la glucosilceramidasa ácida lisosomal (60 kDa), una enzima clave en el metabolismo de los esfingolípidos, relacionada con la enfermedad de Gaucher y el Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Glucosilceramidasa beta (GBA) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosilceramidasa beta (GBA)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2629
GeneID	2629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-250 de la Glucosilceramidasa beta (GBA) humana (NP_000148.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04062
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo