


Anticuerpo Policlonal Anti-Glud1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00367

Número de artículo: CM0028247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GLUD1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Apto para estudios sobre glutamato deshidrogenasa, metabolismo mitocondrial y homeostasis de la insulina en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLUD1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	2746
ID del Gen	2746
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 54-242 de GLUD1 humano (NP_005262.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00367
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo