


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-GLUD1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00367

Número de artículo: CM0011966



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra GLUD1 humana (glutamato deshidrogenasa 1). Validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biología metabólica y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GLUD1 Rabbit mAb
Notas / Sinónimos	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2746
GeneID	2746
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 459-558 de GLUD1 humana (P00367)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00367
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo