


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glud1/2 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00367/P49448

Número de artículo: CM0006457



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GLUD1/2 (GDH1/2) para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Validado para la investigación sobre el metabolismo del glutamato y la función mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLUD1/2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GLUD2; GDH2; GLUDP1; GLUD1/2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2746/2747
GeneID	2746/2747
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 319-558 del GLUD1/2 humano (NP_036216.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00367/P49448
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo