


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glud2 - P49448

Número de artículo: CM0029963



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GLUD2 para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce GLUD2 de humano, ratón y rata. Dirige contra la glutamato deshidrogenasa 2 mitocondrial que participa en el reciclaje de glutamato durante la neurotransmisión.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | GLUD2 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Notas / Alias       | GDH2; GLUDP1; GLUD2                                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 2747                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 319-558 de la GLUD2 humana (NP_036216.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                   |
| SWISS               | P49448                                                                                                                                |
| Peso de la proteína | 61kDa                                                                                                                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |