


Anticuerpo Policlonal Anti-GluR1/Gria1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42261

Número de artículo: CM0022268



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de glutamato 1 humano (GluR1/GRIA1). Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce una proteína de ~102 kDa. Ideal para estudiar la neurotransmisión excitatoria y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GluR1/GRIA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2890
GeneID	2890
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-470 del GluR1/GRIA1 humano (NP_000818.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P42261
Peso Molecular de la Proteína	102kDa
Envío	Bolsa de hielo