


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-GluR1/Gria1 Para Wb, Elisa - P42261

Número de artículo: CM0002723



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra GluR1/GRIA1 humano (subunidad del receptor AMPA). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de función sináptica y neurotransmisión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GluR1/GRIA1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLUH1; GLUR1; GLUR2; GluA1; HBGR1; MRD67; MRT76; GluR1/GRIA1
Especie	Humano
ID de Gen	2890
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 800-906 de GluR1/GRIA1 humano (P42261)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P42261
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo